

## **CUP TEST DROGHE - 8 parametri per 24561 conf. 25 pz.**



### **TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 8 droghe ([Per Drug Reader cod. 24561](#))**

- MTD - CUT OFF NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- MDMA 500 - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- MET - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 3-5 giorni
- COC - CUT OFF NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- THC - CUT OFF NG/ML: 50 - Tempo rilevazione: -
- AMP - CUT OFF NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- MOP - CUT OFF NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- BUP - CUT OFF NG/ML: 10 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni S.V.T.: OX / S.G. / PH / NiT / Glut / CRE

Il Cup Test Droghe a 8 parametri è un dispositivo diagnostico rapido per l'analisi qualitativa delle principali sostanze stupefacenti nelle urine. Ideale per ambulatori, medicina del lavoro, strutture sanitarie e controlli professionali, consente un controllo semplice, veloce e

affidabile tramite pratico bicchiere integrato.

Il sistema multifunzione permette di eseguire simultaneamente il rilevamento di 8 differenti sostanze in un unico test, riducendo tempi operativi e semplificando la procedura di screening. Il formato a bicchiere facilita la raccolta del campione e migliora praticità e sicurezza durante l'utilizzo.

Il test offre risultati rapidi in pochi minuti ed è progettato per utilizzo professionale in ambito sanitario, medico-legale e lavorativo. La lettura visiva è semplice e immediata grazie alle bande reattive chiaramente identificabili.

La confezione da 25 pezzi rappresenta una soluzione conveniente per strutture che effettuano screening frequenti e controlli multipli. Ogni test è confezionato singolarmente per garantire igiene, affidabilità e sicurezza.

Dispositivo indicato per screening preliminare delle sostanze analizzate, con elevata praticità operativa e riduzione del rischio di contaminazione del campione.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Quanti parametri rileva il test?**

*Il dispositivo consente il rilevamento di 8 sostanze differenti.*

##### **Quanto tempo serve per il risultato?**

*I risultati sono disponibili in pochi minuti.*

##### **Il test è monouso?**

*Sì, ogni cup test è progettato per utilizzo singolo.*

##### **Per quali ambienti è indicato?**

*È ideale per medicina del lavoro, ambulatori e strutture sanitarie.*

##### **La confezione quanti test contiene?**

*La confezione include 25 test completi.*

Cup Test Droghe 8 parametri confezione da 25 pezzi per analisi rapide urine.

Test antidroga professionale ideale per medicina del lavoro e screening sanitari.

[\(Per Drug Reader cod. 24561\)](#)