

TEST RAPIDO SALIVARE MIDSTREAM 6 DROGHE E ALCOL - professionale conf. 20 pz.



TEST SALIVARE MULTIDROGHE E ALCOL - conf. da 20 6 DROGHE + ALCOL Test immunologico rapido per la rilevazione qualitativa simultanea di più droghe, di metaboliti di droghe e di alcol nel fluido orale umano. Risultati in 3-10 minuti. Impiega anticorpi monoclonali per rilevare i livelli di droghe specifiche. Uso professionale. Conservazione a 2-30°C. Manuale utente in GB, FR, IT, ES. Durata a scaffale max 22 mesi

Droga: Oppiacei (OPI/MOP) - Parametri: Morfina / Cut-off (ng/ml): 40 - Parametri: 6-Monoacetilmorfina / Cut-off (ng/ml): 4 Cocaina (COC) - Parametri: Benzoilecgonina / Cut-off (ng/ml): 30 Anfetamina (AMP) - Parametri: d-Anfetamina / Cut-off (ng/ml): 40 Oxycodone (OXY) - Parametri: Ossicodone / Cut-off (ng/ml): 40 Metanfetamina (MET) - Parametri: d-Metanfetamina / Cut-off (ng/ml): 40 - Parametri: 3, 4-Metilendiossimetanfetamina (MDMA) / Cut-off (ng/ml): 50 Marijuana (THC) - Parametri: 11-nor-9-THC-9 COOH / Cut-off (ng/ml): 10 Test alcol: Alcol (ALC) - Parametri: Alcol / Cut-off (ng/ml): 0,02%