

## KIT TEST RAPIDO ANTIGENE SARS-COV-2 - self test



### KIT TEST RAPIDO ANTIGENICO SARS-CoV-2 - conf. da 1

Test immunologico rapido su membrana per il rilevamento qualitativo di antigeni della proteina nucleocapside del SARSCoV-2 in campioni di tampone nasale.

Per auto-test. - risultati in 15 minuti - conservazione: 2-30°C - durata a scaffale di 24 mesi dalla data di produzione (durata a scaffale media degli stock Gima: da 4 a 16 mesi)

La sensibilità diagnostica e la specificità diagnostica sono pari rispettivamente al 100% (98,9-100%) e al 99,5% (98,6-99,9%).

Il kit include: 1 cassetta test, 1 tampone nasale sterile, foglietto illustrativo, tampone di estrazione, sacchetto di bio-sicurezza e manuale e scatola multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, NO, GR.

---

### FAQ - Domande e Risposte

**Quanto tempo serve per avere il risultato?**

*Il risultato del test è disponibile in circa 15 minuti.*

**Che tipo di campione viene utilizzato?**

*Il test utilizza un campione raccolto tramite tampone nasale.*

**Il test può essere eseguito a casa?**

*Sì, è progettato come self test per l'autodiagnosi.*

**Il test rileva il virus direttamente?**

*Il test rileva gli antigeni del virus SARS-CoV-2 presenti nel campione.*

**È necessario personale sanitario per utilizzarlo?**

*No, il test è progettato per essere utilizzato direttamente dall'utente seguendo le istruzioni.*

Kit test rapido antigene SARS-CoV-2 self test con tampone nasale.

Risultato in 15 minuti per screening rapido COVID-19, facile da usare e pronto all'uso.