

TEST SALIVARE COVID - self test



TEST SALIVARE COVID - auto-test - conf. da 1 Il Test Rapido per l'Antigene COVID-19 (Fluido Orale) è un test immunocromatografico qualitativo rapido per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici (proteina N) di SARS-CoV-2 in campioni di fluido orale di individui con sospetta infezione. Kit per test monouso per determinare la presenza di coronavirus SARS-CoV-2 mediante fluido orale. Per auto-test. La ricerca ha comprovato che il virus SARS-CoV-2 rimane a lungo stabile nel fluido orale in un ambiente caldo. - risultati rapidi: 15 minuti - elevata precisione - procedura pratica - interpretazione facile - funzionamento semplice - specificità relativa: 99,3% Temperatura di conservazione: 2-30°C Durata a scaffale: 12 mesi (Gli stock Gima possono variare da 4 a 10 mesi)