

## TEST SALIVARE COVID - professionale conf. 20 pz.



TEST SALIVARE COVID - professionale - conf. da 20 Il Test Rapido per l'Antigene COVID-19 (Fluido Orale) è un test immunocromatografico qualitativo rapido per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici (proteina N) di SARS-CoV-2 in campioni di fluido orale di individui con sospetta infezione. Kit per test monouso per determinare la presenza di coronavirus SARS-CoV-2 mediante fluido orale. Per uso professionale. La ricerca ha comprovato che il virus SARS-CoV-2 rimane a lungo stabile nel fluido orale in un ambiente caldo. - risultati rapidi: 15 minuti - elevata precisione - procedura pratica - interpretazione facile - funzionamento semplice - specificità relativa: 99,3% Temperatura di conservazione: 2-30°C Durata a scaffale: 24 mesi (Gli stock Gima possono variare da 6 a 22 mesi)