

TEST TROPONINA I (cTnI) - cassetta per 24600 conf. 10 pz.



TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Troponina I CTnI - conf. da 10 • Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - 1 contagocce 75 µl Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.