

## TEST EMOGLOBINA GLICATA - cassetta per 24600 conf. 10 pz.



**TEST EMOGLOBINA GLICATA** - cassetta per ANALIZZATORE 24600 ([Analizzatore immunologico di fluorescenza GIMA - portatile per test diagnostici rapidi e precisi](#)) conf. 10 pz.

### TEST A CASSETTA

Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza.

- Test Emoglobina Glicata (HbA1c) - conf. da 10
- Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Lancette sicurezza, pipetta - 2 contagocce 75 µl + 10 o 20 µl

Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B,

Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

Ideale per laboratori analisi, centri diagnostici, studi medici, farmacie e strutture sanitarie professionali che necessitano di test rapidi affidabili e pratici da utilizzare.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve il test emoglobina glicata?**

*Serve per misurare l'HbA1c e monitorare il controllo glicemico nei pazienti diabetici.*

##### **Quanti test contiene la confezione?**

*La confezione contiene 10 cassette test complete.*

##### **È compatibile con analizzatori a fluorescenza?**

*Sì, è progettato per analizzatori immunologici a fluorescenza.*

##### **Il risultato è rapido?**

*Sì, il test fornisce risultati in tempi rapidi.*

##### **È indicato per uso professionale?**

*Sì, è destinato a laboratori, ambulatori e strutture sanitarie.*

Test emoglobina glicata HbA1c in cassetta conf. 10 pz compatibile con analizzatori immunologici a fluorescenza.

Risultati rapidi e affidabili.