

TEST EMOGLOBINA GLICATA - cassetta per 24600 conf. 10 pz.



TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Emoglobina Glicata (HbA1c) - conf. da 10 • Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Lancette sicurezza, pipetta - 2 contagocce 75 µl + 10 o 20 µl Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.