

## **TEST VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) - cassetta per 24600 conf. 10 pz.**



TEST A CASSETTA Test pronti per l'uso, compatibili con l'analizzatore immunologico a fluorescenza. • Test Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) - conf. da 10 • Contenuto del kit: - Scheda ID - Cassetta - Soluz. tampone - Tubo staz. lavoro, tampone Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per misurare o diagnosticare varie malattie. I test appartengono a categorie differenti: marcatori di infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero); funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della procalcitonina); diabete (test dell'emoglobina glicata); malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19); cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

---

Il test per Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) in formato cassetta diagnostica è progettato per l'utilizzo con analizzatori immunologici a fluorescenza, consentendo una rilevazione rapida e affidabile dell'infezione da RSV. È indicato per laboratori, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie che necessitano di strumenti diagnostici efficienti per la valutazione delle infezioni respiratorie.

Questo test pronto all'uso consente di effettuare analisi diagnostiche tramite un sistema semplice e rapido. Grazie alla tecnologia immunologica a fluorescenza, permette di ottenere

risultati accurati utili per il supporto alla diagnosi clinica delle infezioni causate dal virus respiratorio sinciziale, frequentemente associato a patologie respiratorie nei bambini e nei soggetti vulnerabili.

La confezione include 10 test a cassetta, completi degli accessori necessari per l'esecuzione del test.

#### Contenuto del kit

- Scheda ID
- Cassette test
- Soluzione tampone
- Tampone di raccolta del campione
- Tubo di lavoro

Il sistema è parte di una piattaforma diagnostica che supporta numerosi altri test immunologici per diverse aree cliniche, tra cui funzionalità cardiaca, infezioni respiratorie e altre analisi diagnostiche.

#### Caratteristiche principali

- Tipologia: test diagnostico a cassetta
- Rilevazione: Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)
- Tecnologia: immunologica a fluorescenza
- Compatibile con analizzatori dedicati
- Test pronto all'uso
- Risultati rapidi per supporto diagnostico
- Confezione: 10 test

---

### **FAQ - Domande frequenti**

#### **A cosa serve questo test RSV?**

Serve per la rilevazione del Virus Respiratorio Sinciziale tramite analisi diagnostica con analizzatore immunologico.

#### **Come viene eseguito il test?**

Il campione viene raccolto tramite tampone e analizzato utilizzando la cassetta test in

combinazione con l'analizzatore compatibile.

**Quanti test sono inclusi nella confezione?**

La confezione contiene 10 test a cassetta.

**Il test è pronto all'uso?**

Sì, il kit include tutti i componenti necessari per l'esecuzione del test.

Test RSV Virus Respiratorio Sinciziale in cassetta per analizzatore immunologico a fluorescenza. Kit diagnostico pronto all'uso confezione da 10 test.