

STRISCE GLUCOSIO - confezione da 50 strisce conf. 50 pz.



Strisce glucosio, confezione da 50 strisce.

Le strisce per la misurazione della glicemia rappresentano un elemento essenziale per il monitoraggio quotidiano dei livelli di glucosio nel sangue, sia in ambito domestico che professionale. Questa confezione da 50 strisce reattive è progettata per garantire risultati affidabili e rapidi, supportando una gestione efficace del diabete e delle condizioni correlate.

Compatibili con glucometri specifici (come indicato dal produttore), le strisce consentono una rilevazione precisa tramite un semplice campione di sangue capillare. Grazie alla tecnologia avanzata, il test risulta veloce, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'esperienza dell'utente.

Ideali per pazienti diabetici, operatori sanitari e strutture mediche, queste strisce assicurano praticità d'uso e un controllo costante dei valori glicemici, fondamentale per prevenire complicanze e mantenere un corretto equilibrio metabolico.

Caratteristiche principali:

Strisce reattive per misurazione glicemia
Confezione da 50 pezzi
Risultati rapidi e affidabili
Utilizzo semplice con campione di sangue capillare
Compatibili con glucometri dedicati
Ideali per uso domiciliare e professionale

FAQ - Domande e Risposte

Con quali dispositivi sono compatibili?

Sono compatibili con glucometri specifici (verificare il modello supportato).

Quante strisce contiene la confezione?

La confezione include 50 strisce reattive.

Sono adatte per uso domestico?

Sì, sono perfette per l'automonitoraggio della glicemia.

Il test è veloce?

Sì, i risultati vengono forniti in pochi secondi.

È necessaria una grande quantità di sangue?

No, basta una piccola goccia di sangue capillare.

Strisce glicemia confezione da 50 pezzi per monitoraggio rapido e preciso del glucosio nel sangue.
Ideali per uso domestico e professionale.