

## **CENTRIFUGA XC-2000**



CENTRIFUGA XC-2000 Centrifuga molto silenziosa a 6 posti, dotata di pannello per la programmazione "one touch" e di controllo elettronico della velocità da 1.000 a 4.000 rpm (incrementi 500 rpm). Corredata di porta-provette metallico per 6 provette da 10 ml e porta-provette per 6 provette da 15 ml. Richiamo memoria delle ultime impostazioni di funzionamento. Programmazione tempo da 1 a 60 min. Robusta struttura in ABS. Disattivazione automatica del motore con il coperchio sollevato. Manuale utente: GB, IT.

Alimentazione: 220 V - 50 Hz Potenza: 80 W Velocità: 1.000-4.000 rpm circa (in incrementi di 500 rpm) Timer: 1-60 min Dimensioni: 320x290xh 320 mm Peso: 6 kg Capacità: 6 provette da 10 o 15 ml RCF max: 1.790 g