

KIT COMPLETO GLUCOMETRO GIMA mg/dl - GB, FR, ES, PT



Kit glucometro GIMA • Kit completo che include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente. Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema Gima di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015. Lingua scatola e manuale: GB, FR, ES, PT.

Tecnologia: Biosensore/Elettrochimica, Glucosio deidrogenasi (GDH-FAD) Metodo di calibrazione: No coding Calibrazione risultati: Plasma-equivalente Tempo di prova: 5 secondi Volume campione: 0,6µL Tipo campione: Sangue fresco intero (capillare, venoso, neonatale) Aree di prova: Punta del dito, avambraccio, palmo Intervallo ematocrito: 10-70% Memoria: 1.000 risultati con data e ora Valori medi del test: calcolo dei valori medi a 7, 14, 30, 60, 90 giorni Trasferimento dati: USB Soluzione di controllo: 3 livelli Spegnimento automatico: 2 minuti dopo l'ultima azione Alimentazione: 2 batterie a bottone CR 2032 3,0V Durata della batteria: 3.000 misurazioni Altre funzioni: - Rilevamento automatico campione insufficiente - Rilevamento campione alterato