

KIT COMPLETO GLUCOMETRO GIMA mg/dl



Kit glucometro GIMA

- Kit completo che include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.

Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale.

Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema Gima di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale.

Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015. Lingua scatola e manuale: IT, DE, GR, Arabo.

Tecnologia: Biosensore/Elettrochimica, Glucosio deidrogenasi (GDH-FAD)

Metodo di calibrazione: No coding

Calibrazione risultati: Plasma-equivalente

Tempo di prova: 5 secondi

Volume campione: 0,6µL

Tipo campione: Sangue fresco intero (capillare, venoso, neonatale)

Aree di prova: Punta del dito, avambraccio, palmo

Intervallo ematocrito: 10-70%

Memoria: 1.000 risultati con data e ora

Valori medi del test: calcolo dei valori medi a 7, 14, 30, 60, 90 giorni

Trasferimento dati: USB

Soluzione di controllo: 3 livelli

Spegnimento automatico: 2 minuti dopo l'ultima azione

Alimentazione: 2 batterie a bottone CR 2032 3,0V

Durata della batteria: 3.000 misurazioni

Altre funzioni: - Rilevamento automatico campione insufficiente - Rilevamento campione alterato