

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA ROTONDE - ago 28G conf. 100 pz.



Lancette di sicurezza di facile utilizzo e pratiche per soddisfare varie esigenze di prelievo di sangue capillare.

- LANCETTE DI SICUREZZA ROTONDE
- Colore: viola
- Profondità di penetrazione: 1,8 mm
- calibro: 28G
- Flusso: 5-10 μ l
- Pungidito: SI
- Glucosio: SI
- Ematocrito: NO
- Sanguinamento: Basso

- monouso: il meccanismo di autodistruzione incorporato evita il riutilizzo del dispositivo

- la retrazione automatica dell'ago, dopo l'uso singolo, elimina il rischio di lesioni accidentali

e di contaminazione

- sterilizzazione garantita: la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la punta dell'ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo, così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SE, RO, SK, NL, DK, FI, EE, HR, HU, LT, LV, NO, SI, BG, RU, GR, Arabo

FAQ - Domande e Risposte

Sono adatte per la glicemia?

Sì, sono perfette per il monitoraggio glicemico capillare.

Sono riutilizzabili?

No, sono dispositivi monouso sterili.

Il sistema è sicuro?

Sì, l'ago si ritrae automaticamente dopo l'uso.

Fanno male?

Il calibro 28G garantisce una puntura delicata e meno dolorosa.

Servono dispositivi aggiuntivi per usarle?

No, sono pronte all'uso senza necessità di penna pungidito.

Lancette automatiche di sicurezza 28G sterili: puntura delicata, sistema retrattile e massima sicurezza.

Ideali per glicemia e uso medico.