



## **LANCETTE DI SICUREZZA 26G - ad ago automatico conf. 100 pz.**



LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE™ Colore: Giallo Profondità penetrazione: 1,0 mm Calibro intero: G21 Calibro punta: G26 Flusso: 5-10 µl Pungidito: sì Glucosio: sì Ematocrito: no Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue capillare adatti per tutte le tipologie di test. La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile. L'alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il dolore del paziente e gli errori dell'operatore. Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile. Scatole multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, RU, GR