

LANCETTE DI SICUREZZA 22G - ad ago automatico conf. 100 pz.



LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE™ Colore: Arancio Profondità penetrazione: 2,2 mm Calibro intero: G21 Calibro punta: G22 Flusso: 20-40 µl Pungidito: si Glucosio: si Ematocrito: si Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue capillare adatti per tutte le tipologie di test. La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile. L'alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il dolore del paziente e gli errori dell'operatore. Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile. Scatole multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, RU, GR