

## MICROSCOPIO BIOLOGICO 40-1600X



MICROSCOPIO BIOLOGICO LED - da 40X a 1.600X Microscopio professionale ad alta risoluzione e trasmissione - ottica a compensazione infinita - oculare WF 10X/20 - obiettivi acromatici semiplanari 4X, 10X, 40X, 100X - condensatore Abbe - portaobiettivo a revolver quadruplo - tavolino traslatore meccanico a doppio strato (150×139mm, intervallo di movimento 75×52mm) - luminosità regolabile - alimentazione: 110-220 V, 50 Hz Messa a fuoco: regolazione grossolana e fine coassiale, suddivisione fine 0,002 mm, intervallo di movimento 25 mm Ampio spazio con portaobiettivo a revolver Immagine nitida con obiettivi di alta qualità Manopola per la messa a fuoco fine Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.