

TERMOMETRO NO CONTACT AD INFRAROSSI RI-THERMO SENSIOPRO



TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI RI-THERMO® SENSIOPRO Termometro a distanza preciso e rapido, riduce il rischio di contaminazione crociata. Misurazioni della temperatura frontale per uso clinico, calibrate su una temperatura corporea orale di riferimento. Ottimizzato per i professionisti. Caratteristiche: - lettura per uso clinico in 1-2 secondi - standard ISO 80601-2-56:2017 - sicuro ed efficiente - la misurazione a distanza a infrarossi evita la contaminazione crociata - 3.000 misurazioni con un set di batterie - memorizza 30 misurazioni - schermo LED retroilluminato - utilizzo con una sola mano Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

Campo di misurazione: Fronte: 22 - 44°C Precisione: Fronte: 36 - 39°C $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, 36°C o $> 39^{\circ}\text{C}$
Temperatura di funzionamento: 10 - 40°C (50 - 104°F), Umidità relativa 95% o meno Risoluzione: 0,1°C / 0,1°F Unità di misura: °C (Default) / °F Indicatore massimo/minimo: 34 - 43°C (93,2 - 109°F)
Alimentazione: Due batterie AA 1,5 V (non ricaricabili) Durata batterie: Circa 3000 misurazioni
Capacità memoria: Consente richiamo memoria, 30 misurazioni precedenti Risparmio energetico: Spegnimento automatico dopo 30 secondi Distanza di misurazione: Circa 3 - 7 cm Dimensioni - Peso: 150 (L) x 48,5 (P) x 55 (A) mm - 125,8 g (con batteria) Standard: ASTM E1965-98 e direttiva EC 93 / 42 / CEE