

TERMOMETRO DIGITALE °C in espositore conf. 36 pz.



TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - 30 secondi - scatola Fornito in espositore da banco da 36 pz. (GB-IT) Termometri digitali GIMA: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione $\pm 0,1$ °C - memoria ultima lettura - allarme acustico e spegnimento automatico - astuccio in plastica - scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR) Funziona con batterie LR/41 - 1,5V