

## TERMOMETRO PROFESSIONALE AD INFRAROSSI



TERMOMETRO AURICOLARE PROFESSIONALE A INFRAROSSI - uso ospedaliero professionale - sonda a lunga durata, fino a 100.000 sostituzioni di coprisonda - tasto per rilevazione ed espulsione del coprisonda - risposta in un secondo: facile e veloce - cordino e 1 coprisonda inclusi - allarme febbre - selezione °C/°F Richiede il coprisonda per l'uso Ampio display LCD Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

Intervallo di misurazione: 34~42,2 °C (93,2-108 °F) Accuratezza:  $\pm 0,2$  °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F),  $\pm 0,3$  °C (0,5 °F) per altri valori Memoria: 25 misurazioni Segnale acustico: Sì Batteria: 1 CR2032 (codice Gima 32212) Dimensioni - peso: 144,82x39,84x48,50 mm - 68,8 g