

TERMOMETRO DA ORECCHIO POCKET



TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE Termometro auricolare piccolo, facile da pulire, per uso domiciliare Ampio display LCD a 3 cifre, di facile lettura 27,9x13 mm Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Intervallo di misurazione: 34-44 °C (93,2-111,2 °F) - $\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °F) Tempo di risposta: 1-2 secondi Batteria: al litio (CR2032) 3 V - durata circa 4.000 misurazioni Dimensioni - peso: 114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)