

TERMOMETRO DA ORECCHIO



TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI - termometro conforme agli standard di precisione "ASTM" e CE EN 12470-5 (esclusiva di pochi brand) ($35,5\text{ }^{\circ}\text{C} - 42\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, altri $\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$). - design particolare con presa ergonomica - misurazione in 1 secondo, facile e veloce - memorizzazione di 9 misurazioni per il confronto e la valutazione nel tempo, allarme "febbre", display LCD di facile lettura - autodiagnosi e misura a infrarossi Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo* * Solo scatola

Intervallo di misurazione: $34,0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 42,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($93,2\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 108,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) Tempo di risposta: 1 secondo Tempo tra due misurazioni: $> 5\text{ sec}$ Visualizzazione display: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Batteria: CR2032 (32212) Dimensioni - Peso: $14 \times 3,8 \times 3\text{ cm}$ - 70 g Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98