

TERMOMETRO NO CONTACT AEON A200 - GB,FR,IT,ES



TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI A200 - GB, FR, IT, ES Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti. Distanza di utilizzo 2-3 cm. - tempo di risposta: 1 secondo - schermo LCD retroilluminato - sensore qualità per misurazioni di alta precisione - scala facilmente convertibile °C/°F - i 3 colori dello schermo (rosso, arancione e verde) indicano il livello di temperatura - spegnimento automatico dopo 30s - memorizzazione di 25 misurazioni - allarme acustico - allarme batteria scarica Fornito con scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES o IT, GR, PL, RO) e batterie. Commutazione persone/oggetti. - Retroilluminazione verde 37,5°C (99,5 °F) - Retroillum. arancione = 37,5°C = 37,9°C (=99,5°F =100,2°F) - Retroilluminazione rossa = 38,0°C (=100,4 °F)

Campo di misurazione: - Persone 32 - 42,9°C (89,6 - 109,3 °F) $\pm 0,2$ °C - Oggetti 0-99°C (32,0-211,82 °F) Tempo di risposta: 1 secondo Memoria: 25 gruppi Modalità di visualizzazione: °C/°F Batterie: 2 AAA 1,5V Dimensioni (LxWxH) - Peso: 168x54x44 mm - 75 g