

TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP - IT,GB,FR,ES



TERMOMETRO A DISTANZA GIMATEMP GB, FR, IT, ES Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura corpo, liquidi, cibo, ambiente - elevata precisione e misurazione rapida in =2-3 sec - schermo retroilluminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre - distanza di misurazione 1-5 cm - temperatura ambiente sempre visualizzata - 50 memorizzazioni

Metodo di misurazione: Scansione arteria temporale o fronte Visualizzazione - risoluzione: °C/°F - 0,1°C/0,1°F Modalità operativa: Modalità regolata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie) Intervallo risultati: - Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F - Modalità superficie: 0~100°C/32-212°F Precisione: Mod. corpo: 35,0~42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F ±0,3°C/±0,5°F per altro intervallo Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F Spegnimento automatico: =18 s Tempo di misurazione: 2-3 s Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici) Batterie (incluse): 2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03) Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g