

TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP - IT,DE,PT,SE



TERMOMETRO A DISTANZA GIMATEMP IT, DE, PT, SE Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura corpo, liquidi, cibo, ambiente - elevata precisione e misurazione rapida in $\approx 2-3$ sec - schermo retroilluminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre - distanza di misurazione 1-5 cm - temperatura ambiente sempre visualizzata - 50 memorizzazioni

Metodo di misurazione: Scansione arteria temporale o fronte Visualizzazione - risoluzione: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - $0,1^{\circ}\text{C}/0,1^{\circ}\text{F}$ Modalità operativa: Modalità regolata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie) Intervallo risultati: - Modalità corpo: $34,0\sim 43,0^{\circ}\text{C}/93,2\sim 109,4^{\circ}\text{F}$ - Modalità superficie: $0\sim 100^{\circ}\text{C}/32\sim 212^{\circ}\text{F}$ Precisione: Mod. corpo: $35,0\sim 42,0^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $95,0\sim 107,6^{\circ}\text{F}$ $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$ $\pm 0,3^{\circ}\text{C}/\pm 0,5^{\circ}\text{F}$ per altro intervallo Modalità superficie: $\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ Spegnimento automatico: ≈ 18 s Tempo di misurazione: 2-3 s Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici) Batterie (incluse): 2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03) Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g