

ESPOSITORE TERMOMETRO ECOLOGICO con shaker conf. 24 pz.



TERMOMETRO ECOLOGICO con shaker per scarico colonna gallio - espositore da 24 Dotato di shaker per facilitare lo scarico del gallio dopo l'uso. Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, SE, HU, RO, SK, HR, SI, BG, GR, Arabo.