

TERMOMETRO FEVER MONITOR 48 ore - blister da 3 pezzi conf. 10 pz.



FEVER MONITOR 48H - dispenser da 10 blister da 3 pz. Innovativo indicatore di febbre adesivo per controllare la temperatura corporea per 48h in continuo nei bambini. Termometro a cristalli liquidi monouso, atossico, senza mercurio, sicuro, infrangibile, affidabile, facile da leggere. Indica la temperatura in 30 secondi. Dispositivo medico. Made in Italy. Blister in GB, IT