

TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP 720 - MC-720-E



TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP® 720 Gentle Temp® 720 è un termometro a distanza a infrarossi rapidissimo e preciso. Misura la temperatura del corpo, delle superfici e dell'ambiente. Memorizza fino a 25 letture, registra le variazioni di temperatura in un periodo di tempo e ne monitora l'andamento. Passando dalla modalità di rilevazione frontale alla modalità di misurazione della temperatura superficiale, si ottiene la temperatura reale non rettificata degli oggetti, che consente di determinare per esempio se la temperatura di un oggetto (biberon o portavivande) è giusta per il paziente o per il bambino. La temperatura ambientale è sempre visualizzata. Per uso domestico. La scala di lettura è commutabile °C/°F. Fornito con 1 batteria, tappo protettivo e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo. 3 APPLICAZIONI: FRONTE, SUPERFICI, AMBIENTE

Tipo di misurazione: a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente) Campo/precisione misurazione: - fronte 34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) / $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ - superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) / $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ - ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) / $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Spegnimento automatico: 1 min Tempo di misurazione: 1 secondo Distanza di misurazione: 1-3 cm (0,4-1,2 pollici) Modalità di visualizzazione: °C/°F Memoria: 25 letture Display: retroilluminato Batteria: 1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC Durata batteria: circa 2.500 misurazioni Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22 Dimensioni - Peso: 155x39x45 mm - 90g