

TERMOMETRO AD INFRAROSSI BLUETOOTH



TERMOMETRO A INFRAROSSI BLUETOOTH FRONTE E ORECCHIO Termometro multifunzionale a infrarossi per leggere la temperatura del corpo (auricolare e frontale), dell'ambiente e degli oggetti. - clinicamente accurato, affidabile e rapido - uso professionale e domestico - tecnologia brevettata per misure separate per adulti e bambini - schermo LED retroilluminato a 4 colori - 10 gruppi di memoria - commutabile tra °C e °F - allarme febbre, acustico e visivo - coprisonda magnetico per passare automaticamente dalla misurazione frontale a quella auricolare Connessione Bluetooth a dispositivi mobili, App Vihealth gratuita scaricabile. Dotato di borsetta, 2 batterie AAA, manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Compatibilità con Gima App e numerose piattaforme di telemedicina.

Tipo di misurazione: 3 in 1 (fronte, orecchio, ambiente, oggetti/liquidi) Intervallo/accuratezza misurazione: - frontale & auricolare 32,0-42,9°C (89,6-109,2°F) / $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$) - oggetti 0-100°C (32-199°F) / $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ (2,0°F) Spegnimento automatico: 1 min Tempo di misurazione: 1 secondo Scala temperatura: commutabile °C/°F Memoria: 10 gruppi Display: LCD LED a 4 colori (bianco, verde, arancione, rosso) Risoluzione: 0,1 °C/°F Alimentazione: 2 batterie AAA 3V CC, utilizzabili più di 3000 volte Dimensioni - peso: 143x35x41 mm - 80g (con batterie) Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22