

FRANTUMAPILLOLE ELETTRICO SEVERO



TRITAPASTIGLIE ELETTRICO SEVERO Dalla pillola alla polvere in pochi secondi Tritapastiglie professionale silenzioso per tritare rapidamente ed efficacemente farmaci in ospedale, nelle case di cura o nelle strutture di assistenza domiciliare, evitando l'esposizione alla polvere o la contaminazione crociata. Funziona con cicli di triturazione autonomi che combinano compressione e rotazione, consentendo di tritare più pastiglie standard o rivestite a ogni ciclo. Inserito il farmaco nell'apposita coppetta da 30 ml, bastano 8 secondi (pillole normali) per polverizzarlo. Le pillole polverizzate sono ideali per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire o per i farmaci che devono essere somministrati via flebo. Dotato di rondella stabilizzatrice, testata di triturazione in acciaio inox, 30 coppette, 30 fogli in cellophan, adattatore CA/CC e manuale GB, IT (FR, PT, DE, NL disponibili su www.gimaitaly.com).

Volume coppetta: 30 ml Durata ciclo triturazione: 8 secondi per piccole normali Rumorosità: 52dB Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio, 12 V 3 Ah Autonomia batteria: 500 triturazioni (tre giorni di triturazione continua) Tempo di ricarica: 2 ore Dimensioni - peso: 80x70x217 mm - 1,5 kg