

**GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% 3
VELI tipo IIR con elastici - adulti - azzurra -
imbustata singolarmente - scatola conf. 50 pz.**



MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici • Modello per adulti • In busta singola trasparente (scatola da 50) • Colore: azzurro Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori. - nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso - senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE =98% - materiale non tessuto, senza lattice - 1° velo esterno 28 gsm non tessuto - 2° velo 25 gsm filtro meltblown - 3° velo interno 25 gsm non tessuto Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR, RO, Arabo.

BFE% = 98 Pressione differenziale (Pa/cm²) < 60 CfU/g < 30 Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)
Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; DDM 93/42/CEE Classe I