

## **MASKOP con visiera avvolgente - elastici conf. 50 pz.**



MASK-OP® CON VISORE AVVOLGENTE - elastici - verde Mascherina chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi e antiappannante, con visore antistatico. - 4 strati: tre in tessuto non tessuto anallergico e uno in polietilene a rete - comodo nasello modellabile - efficienza di filtrazione (B.F.E.) =99%, secondo EN 14683:2019+AC:2019 - resistenza a flusso respiratorio 49,0 Pa/cm<sup>2</sup>, secondo EN 14683:2019+AC:2019 - non contiene fibre di vetro né lattice - non sterile - resistenza a spruzzi di liquidi: resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019+AC:2019 - banda interna antiappannante in polietilene espanso - Carica microbica = 30 UFC/g, secondo EN 14683:2019+AC:2019 Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RU, Arabo. Made in Italy.