

**MASKELLA - mascherina chirurgica con elastici conf.
900 pz.**



**MASKELLA® - mascherina chirurgica con
elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da
50)**

- 3 strati di tessuto non tessuto anallergico
- dimensioni 98x180 mm - peso 2,8 g
- elastici o lacci resistenti molto lunghi
- comodo nasello modellabile
- efficienza di filtrazione B.F.E. =98%
- resistenza a flusso respiratorio < 28 Pa/cm²
- Carica microbica = 30 UFC/g - B.F.E., Carica microbica, resistenza a flusso respiratorio secondo EN 14683:2019+AC:2019, Regolamento (UE) 2017/745

- non sterile, senza lattice

Made in Italy. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

La Maskella Mascherina con Elastici è una mascherina chirurgica monouso progettata per garantire comfort, praticità e protezione durante l'utilizzo quotidiano in ambito sanitario, professionale e assistenziale. La confezione da 900 pezzi (18 scatole da 50) rappresenta la soluzione ideale per strutture sanitarie, studi medici, ambulatori, aziende e utilizzi ad elevato consumo.

Realizzata con 3 strati di tessuto non tessuto anallergico, offre un'elevata capacità filtrante con efficienza di filtrazione batterica (B.F.E.) del 98%, contribuendo a ridurre la diffusione di particelle e microrganismi.

La presenza della barra nasale modellabile permette di adattare facilmente la mascherina alla forma del viso, migliorando comfort e vestibilità. Gli elastici auricolari resistenti assicurano una tenuta stabile anche durante utilizzi prolungati.

Il dispositivo è conforme alla norma EN 14683:2019 + AC:2019 e al Regolamento (UE) 2017/745, risultando idoneo per l'impiego come mascherina chirurgica di Tipo II.

FAQ - Domande Frequenti

Quante mascherine contiene la confezione?

La confezione contiene 900 mascherine, suddivise in 18 scatole da 50 pezzi.

Quanti strati possiede la mascherina?

È realizzata con 3 strati di tessuto non tessuto anallergico.

Qual è il livello di filtrazione?

Offre una B.F.E. pari al 98%, conforme agli standard delle mascherine chirurgiche Tipo II.

La mascherina dispone di ferretto nasale?

Sì, è dotata di nasello modellabile che migliora l'aderenza al viso.

È conforme alle normative europee?

Sì, rispetta la EN 14683:2019 + AC:2019 ed il Regolamento (UE) 2017/745.

Maskella mascherina chirurgica con elastici confezione da 900 pezzi. 3 strati TNT, BFE 98%, nasello modellabile, conforme EN 14683:2019.

Ideale per uso sanitario e professionale.