


MASKERITA - maschera chirurgica conf. 600 pz.



MASKELLA® - mascherina chirurgica con lacci - verde - conf. da 600 (12 scatole da 50) - 3 strati di tessuto non tessuto anallergico - dimensioni 92x180 mm - peso 3,3 g - elastici o lacci resistenti molto lunghi - comodo nasello modellabile - efficienza di filtrazione B.F.E. =98% - resistenza a flusso respiratorio 28 Pa/cm² - Carica microbica = 30 UFC/g - B.F.E., Carica microbica, resistenza a flusso respiratorio secondo EN 14683:2019+AC:2019, Regolamento (UE) 2017/745 - non sterile, senza lattice Made in Italy. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.