

CAPPELLINO FANTASIA - Tartarughe - M



CAPPELLINO FANTASIA - Tartarughe - M

Ampia gamma di disegni per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore sanitario. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili. Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per uomo e donna con capelli corti o medio-lunghi; taglia grande (L), consigliata per donne con capelli lunghi e ricci. Cuffie chirurgiche 100% puro cotone di alta qualità, assorbenti, altamente traspiranti. DM Classe I.

Questo cappellino è una cuffia chirurgica professionale progettata per offrire comfort, praticità e un tocco di originalità durante l'attività lavorativa. La simpatica fantasia con tartarughe rende questo modello particolarmente apprezzato da operatori sanitari, infermieri, medici, odontoiatri e professionisti che desiderano personalizzare il proprio abbigliamento professionale.

Realizzato in 100% cotone di alta qualità, il cappellino garantisce elevata traspirabilità e comfort anche durante utilizzi prolungati. Il tessuto assorbente contribuisce a mantenere una sensazione di freschezza durante le attività quotidiane in ambulatorio, ospedale o sala operatoria.

Dotato di pratici laccetti regolabili, permette una vestibilità personalizzata e sicura. La taglia M è particolarmente indicata per uomini e donne con capelli corti o di media lunghezza, assicurando una perfetta aderenza senza compromettere il comfort.

Leggero, resistente e facilmente lavabile, il Cappellino Fantasia Tartarughe M rappresenta una soluzione ideale per chi cerca qualità, funzionalità e stile nell'abbigliamento sanitario professionale.

FAQ - Domande e Risposte

A chi è consigliata la taglia M?

La taglia M è indicata per uomini e donne con capelli corti o di media lunghezza.

Di quale materiale è realizzato il cappellino?

È realizzato in 100% cotone di alta qualità.

Il cappellino è regolabile?

Sì, dispone di pratici laccetti che consentono di adattare la vestibilità.

È adatto all'utilizzo professionale?

Sì, è progettato per medici, infermieri, operatori sanitari e personale ospedaliero.

Può essere lavato e riutilizzato?

Sì, il tessuto in cotone consente il lavaggio e il riutilizzo nel tempo.

Cappellino Fantasia Tartarughe M in 100% cotone, leggero e traspirante.

Ideale per personale sanitario, con laccetti regolabili e design colorato professionale.