

GUANTI NITRILE NITRYLEX BASIC - extra large conf. 100 pz.



NITRYLEX® BASIC - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Sensibilità ottimale al tatto. Misura: Extra large (9-10) Colore: blu marina Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

Superficie esterna: punta dita texturizzata Contenuto polvere: 2mg/guanto Polsino: bordato AQL: = 1,5 DM (Dispositivo Medico): Classe I DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III