

GUANTI NITRILE NITRYLEX CLASSIC - medi conf. 100 pz.



NITRYLEX® CLASSIC - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Maggiore sensibilità al tatto.

Misura: Medi (7-8)

Colore: blu

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

FAQ - Domande e Risposte

Questi guanti sono adatti a chi è allergico al lattice?

Sì, sono completamente latex free.

Sono sterili?

No, sono guanti non sterili per uso protettivo.

Hanno polvere interna?

No, sono powder-free.

Per quali utilizzi sono indicati?

Sanitario, estetico, laboratorio e uso professionale.

Offrono una buona presa?

Sì, grazie alla superficie micro-testurizzata.

Guanti nitrile Nitrylex Classic medi conf. 100 pz, senza lattice e senza polvere. DPI categoria III, alta sensibilità e protezione professionale.

Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata

Contenuto polvere: < 2mg/guanto

Polsino: bordato AQL: = 1,0

DM (Dispositivo Medico): Classe I DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III