

GUANTI NITRILE NITRYLEX CLASSIC ONE BY ONE - extra large conf. 200 pz.



Nitrylex® Classic One by One, guanti da visita senza polvere (conf. da 200). Pacco per il dispenser murale Safe Pack codice 21815. Guanti nitrile non sterili Misura: Extra large (9-10) Colore: blu Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata Contenuto polvere: 2mg/guanto Polsino: bordato AQL: = 1,0 DM (Dispositivo Medico): Classe I DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III