

## **GUANTI NITRILE NITRYLEX BLACK - medi conf. 100 pz.**



### **NITRYLEX® BLACK - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE**

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Finitura opaca.

Guanti nitrile non sterili

Misura: Medi (7-8) Colore: nero

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

I Guanti in Nitrile Nitrylex Black sono guanti monouso senza polvere progettati per garantire protezione, comfort e sensibilità tattile durante le attività professionali in ambito sanitario, medicale, estetico e laboratoriale.

Realizzati in nitrile di alta qualità, offrono un'elevata resistenza a strappi e perforazioni rispetto ai tradizionali guanti in lattice, risultando ideali anche per soggetti sensibili alle proteine del lattice naturale. La finitura micro testurizzata sulle dita migliora la presa e la

precisione durante l'utilizzo di strumenti e dispositivi.

Il colore nero dona un aspetto professionale ed è particolarmente apprezzato in studi medici, tatuaggi, estetica, laboratori e ambienti dove è importante ridurre la visibilità di macchie o residui. I guanti sono privi di polvere, ambidestri e assicurano una vestibilità confortevole anche per utilizzi prolungati.

Classificati come Dispositivo Medico e DPI di Categoria III, rappresentano una soluzione affidabile per la protezione delle mani durante attività diagnostiche, operative e di assistenza professionale.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **I guanti contengono lattice?**

*No, sono realizzati interamente in nitrile.*

### **Sono guanti sterili?**

*No, questi guanti sono non sterili.*

### **La confezione quanti guanti contiene?**

*La confezione contiene 100 guanti monouso.*

### **I guanti sono senza polvere?**

*Sì, sono completamente powder free.*

### **Per quali utilizzi sono indicati?**

*Sono ideali per uso medicale, estetico, laboratoriale e professionale.*

Guanti nitrile Nitrylex Black medi conf. 100 pz senza polvere.

Guanti monouso resistenti e confortevoli per uso medicale, estetico e professionale.

Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata

Contenuto polvere: < 2mg/guanto

Polsino: bordato AQL: = 1,0 DM

(Dispositivo Medico): Classe I DPI

(Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III