

GUANTI NITRILE NITRYLEX ORANGE - piccoli conf. 100 pz.



NITRYLEX® AMBULANCE HIGH RISK - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Più spessi per offrire sicurezza supplementare in condizioni impegnative. Polsino lungo per protezione supplementare. Guanti nitrile non sterili Misura: Piccoli (6-7) Colore: arancione Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata Contenuto polvere: < 2mg/guanto Polsino: bordato AQL: = 1,0 DM (Dispositivo Medico): Classe I DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III