

GUANTI NITRILE NITRYLEX LIGHT GREEN - piccoli conf. 100 pz.



MITRILEX® light green - guanti in nitrile senza polvere Piccoli Misura: 6-7 Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Finitura opaca. EN 455, EN 374. Scatola e istruzioni codice QR multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, SI, RS, KZ, LT, LV, EE, UA, RU, TR.

Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata Contenuto polvere: 2mg/guanto Polsino: bordato AQL: = 1,0 DM (Dispositivo Medico): Classe I DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III