

## **GUANTI LATTICE SANTEX - PREPOLVERIZZATI - extra large conf. 100 pz.**



SANTEX® Prepolverizzati - ambidestri Misura extra large - non sterili Color crema Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, prepolverizzati. In lattice di gomma naturale. La superficie esterna liscia garantisce una presa sicura durante l'uso. Riducono al minimo la sudorazione delle mani. Sensibilità tattile migliorata. AQL=1,0 Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

Superficie esterna: Liscia Polsino: bordato DM (Dispositivo Medico): Classe I DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III