

## **GUANTI LATTICE DERMAGEL - SENZA POLVERE - piccoli conf. 100 pz.**



DERMAGEL® COATED - ambidestri Misura piccola - non sterili Color crema Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. In lattice di gomma naturale. Facili da indossare anche con le mani bagnate, grazie allo strato polimerico interno. AQL=1,0 Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

Superficie esterna: Texturizzata Polsino: bordato DM (Dispositivo Medico): Classe I DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III