

GUANTI NITRILE LUNGHI - 300 mm - grandi conf. 100 pz.



GUANTI IN NITRILE - lunghi (300 mm) - blu Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice. La loro lunghezza di 300 mm e il peso di 5,7 g garantiscono un'eccellente protezione. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Adatto per gli ospedali. • Misura grande • Confezione da 100 Dispositivo medico Classe I - EN455. PPE Cat III. EN 420, EN 374, EN 388 AQL 1,5