

**GUANTI NITRILE EXTRA LUNGHI - 400 mm - medi
conf. 50 pz.**



GUANTI NITRILE EXTRA LUNGHI - 400 mm - medi Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Indicati negli ospedali. La loro lunghezza (400 mm) e resistenza garantiscono una protezione ottimale. Conf. da 50. Non sterile. Dispositivo medico Classe I. PPE cat III EN455-EN374-AQL1,5