

GUANTI NITRILE - LEGGERI - extra large conf. 100 pz.



GUANTI IN NITRILE - SENZA POLVERE • Zero blu (Scatola multilingue GB, FR, IT, ES) • Misura Extra large - non sterili Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL 1,0.