

GUANTI IN NITRILE senza polvere - grandi conf. 100 pz.



GUANTI IN NITRILE - SENZA POLVERE

- Standard blu
- Misura Large - non sterili

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,0.

Indicati per ospedali, studi medici, laboratori, centri estetici e utilizzo professionale, i guanti in nitrile sono conformi alle normative EN455 ed EN374 per dispositivi medici e DPI. La confezione da 100 pezzi assicura praticità e convenienza per utilizzi frequenti.

Resistenti e confortevoli, rappresentano una soluzione affidabile per protezione e igiene in numerosi contesti professionali.

FAQ - Domande e Risposte

I guanti contengono lattice?

No, sono realizzati in nitrile e privi di lattice.

Sono guanti sterili?

No, questi guanti sono non sterili.

La confezione quanti pezzi contiene?

La confezione include 100 guanti monouso.

Sono adatti per uso medico?

Sì, sono indicati per uso sanitario e professionale.

I guanti sono senza polvere?

Sì, sono completamente powder free.

Guanti in nitrile senza polvere misura grande confezione da 100 pezzi.

Monouso, resistenti, senza lattice e ideali per uso medico e professionale.