

GUANTI CHIRURGICI STERILI - 7,5 senza polvere conf. 50 paia



GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI • Senza polvere • Misura: 7,5 • Sterile La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 300 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat II. EN455-EN 374-AQL1.5