

**GUANTI LATTICE - SENZA POLVERE - piccoli conf.
100 pz.**



GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati - Senza polvere, ideali per pelle sensibile - Misura piccola - NON sterili Guanti in puro lattice non sterili. Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione. Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio. Confezionati in dispenser da 100 pezzi. Dispositivo medico Classe I DPI cat II EN455-EN374-AQL1,5