

**GUANTI IN VINILE senza polvere elasticizzati -
piccoli conf. 100 pz.**



GUANTI IN VINILE - SENZA POLVERE - Elasticizzati per una maggiore sensibilità e un'ottima presa - Misura piccola - NON sterili Guanti in PVC, privi di lattice. Perfetti per l'uso quotidiano, assicurano protezione e sensibilità. Senza polvere, ideali per le pelli sensibili. Ideali per medicazioni ospedaliere e laboratori. Confezione in dispenser da 100 pz. MD Classe I. DPI cat III. EN455-EN374-AQL1,5